

Instrução de uso

Signum Liquid

Líquido usado para auxiliar na modelagem e reativação da camada de dispersão dos materiais fotopolimerizáveis utilizados para restauração estética.

Indicações

- Auxiliar no procedimento de modelagem;
- Reativação da camada de dispersão dos materiais fotopolimerizáveis utilizados para o revestimento estético.

Composição

Dimetacrilatos, éster multifuncional do ácido metacrílico, silano, fotoiniciadores.

Modo de Uso

Para auxiliar no procedimento de modelagem e facilitar a adaptação dos materiais de restauração estética, o instrumento de modelagem ou o pincel podem ser umedecidos com um pouco de Signum liquid.

Durante a polimerização dos materiais de restauração estética fotopolimerizáveis, uma camada de dispersão se desenvolve na superfície, estabelecendo a ligação química entre as camadas individuais. Não toque nem remova esta camada. Para recuperar uma camada de dispersão danificada, asperize a superfície com uma ponta diamantada e aplique uma fina camada de Signum liquid com um pincel, aplique de maneira suficientemente úmida e em toda área que for necessária. Deixe por tempo necessário para que o Signum liquid reaja. As camadas individuais podem soltar, se o Signum liquid não for usado.

Nota

Não dilua as massas com o Signum liquid. Isto irá afetar de forma negativa as propriedades mecânicas e ópticas do material de restauração. A utilização de Signum liquid em excesso, com as pastas, pode levar à inclusão de bolhas de ar e tornar a superfície deslizante, dificultando a adaptação da pasta. Se o Signum liquid for aplicado na boca, utilizar isolamento absoluto.

Armazenagem

Não armazenar o material à temperatura superior a 25°C. Evitar exposição solar direta. Não usar o material após a data de validade. Sempre manter os frascos bem fechados. Mantenha longe do alcance de crianças.

Indicações de perigo e precauções

Irritante para os olhos. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com bastante água. Usar vestuário e luvas de proteção adequadas para o trabalho.

Apresentação

1 x 4 ml Signum liquid

® = marca registrada
da Heraeus Kulzer GmbH

Fabricado por:**Heraeus Kulzer GmbH**

Grüner Weg 11
63450 Hanau - Alemanha

Importado e distribuído por:

Heraeus Kulzer South America Ltda.

Rua Cenno Sbrighi, 27 – cj. 42 – São Paulo – SP - Cep.: 050360-010

C.N.P.J.: 48.708.010/0001-02

Resp. Técnico: Regiane Marton CRO-SP: 70.705

Registro ANVISA Nº:

Representante Legal

Letícia Ferreira

Responsável Técnica

Regiane Marton

CRO-SP: 70.705